

醫療器材標籤、說明書或包裝黏貼表

產品中文名稱	“柏瑞德”諾博/尼歐樹脂牙材	申請醫療器材商	傑基興業股份有限公司
--------	----------------	---------	------------

“柏瑞德”諾博/尼歐樹脂牙材
“bredent” novo.lign/neo.lign Artificial Teeth
 衛部醫器輸字第 030354 號
 批號：請參閱外包裝
 保存期限：請參閱外包裝
 製造業者名稱：bredent GmbH & Co. KG
 製造業者地址：Weissenhorner Straße 2, 89250 Senden, Germany
 醫療器材商名稱：傑基興業股份有限公司
 醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載
 (市售品須刊載實際地址)

+EBREVOS46A20S0/\$\$7Z63756568



REF VOS46A20S


LOT Z6375656

Rx only



bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str 2 89250 Senden - Germany

+EBREVO1G3A200/\$\$7Z6360933/



REF VO1G3A20

LOT Z6360933

Rx only



bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str 2 89250 Senden - Germany

+EBRETOS46A20S0/\$\$7Z6541899A



REF TOS46A20S

LOT Z6541899

Rx only



bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str 2 89250 Senden - Germany

+EBRETO1G3A200/\$\$7Z65596501



REF TO1G3A20

LOT Z6559650

Rx only



bredent GmbH & Co. KG Weissenhorner Str 2 89250 Senden - Germany

111. 12. 09

- ※ 裝訂中文說明書擬稿、最小包裝、標籤，領證時請檢附正本。
- ※ 中文說明書擬稿包括效能、用途或適應症、型號、規格或主要成分、警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用等敘述，最後段須加刊製造業者名稱、地址及醫療器材商名稱、地址。
- ※ 標籤、說明書或包裝等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核。

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文說明書。
 但如市售醫療器材同時放置中、外文說明書者，
 外文說明書內容須與核定之中文說明書內容相符。

生福
騎縫章

00850235-20220202

breident GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-22 · F: +49 7309 872-24 · www.visio-lign.com · @: info@breident.com

breident
group

visio.lign

The Aesthetic and Functional System

novo.lign

Veneers

neo.lign

Denture teeth



novo.lign
Veneers



neo.lign
Denture teeth



novo.lign
Veneers



neo.lign
Denture teeth



“柏瑞德” 諾博/尼歐樹脂牙材
“bredent” novo.lign/neo.lign Artificial Teeth

衛部醫器輸字第 030354 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。
本產品只可根據適應症所述的指示下使用。

◆ novo.lign A / P veneers

一、產品敘述

novo.lign A (前牙區)及 novo.lign P (後牙區)為樹脂製假牙，主要用於修補牙面技術，並可取代使用複合樹脂充填材獨立製作之堆疊貼片。

二、適應症

本產品用於製作以下用途：

- 可撤式義齒與牙橋，如套疊冠及錐形齒。
- 固定式牙科修復體。
- 固定式鑲面牙冠、金屬製及氧化鋯製鑲面牙橋、陶瓷製或樹脂製上部結構及成形牙冠。
- 暫時性修復體。

◆ neo.lign A / P artificial teeth

一、產品敘述

neo.lign A (前牙區)及 neo.lign P (後牙區)為丙烯酸材質製的人工義齒，於牙科實驗室中用以製作牙科修復體之產品。neo.lign 產品的形狀(設計)及色澤與 novo.lign 產品完全相同。

二、適應症

本產品可用於製作複合型修復體、搭配植體使用之義齒及牙冠和牙橋。

本產品用於製作以下用途：

- 可撤式義齒與牙橋，如套疊冠及錐形齒。
- 固定式牙科修復體。
- 暫時性修復體。

三、禁忌症

目前無已知的禁忌症。

對本產品材料可能有過敏反應的病人，不可使用本產品。

四、安全及妨害資訊

在研磨貼片時，易產生聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)而導致過敏反應，請穿戴護目鏡及防護衣。如有其他副作用或風險產生，請立即通知原廠。

五、保存條件

本產品需儲存在乾燥環境下。

六、符號標誌



歐盟認證標誌

Rx only

僅限處方使用



型號



批號



溫度限制



製造業者



注意

七、其他注意事項

以上使用說明及指示是基於先進的方法、設備和經驗所制定。因此使用新的一批產品時，建議重新檢閱使用說明書。使用者必須針對使用過程負責，製造業者將不會對任何錯誤使用進行進一步處理。製造業者只有產品本身發生損壞時才會進行賠償。



111. 12.

◆ 產品型號與規格

novalign Veneers

novalign A (Anterior, Upper Jaw)

	Shades	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Design	Content	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
C43	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOC43B13S	VOC43A20S	VOC43A30S	VOC43A35S	VOC43A40S	VOC43B10S	VOC43B20S	VOC43B30S	VOC43B40S	VOC43C10S	VOC43C20S	VOC43C30S	VOC43C40S	VOC43D20S	VOC43D30S	VOC43D40S
A44	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOA44B13S	VOA44A20S	VOA44A30S	VOA44A35S	VOA44A40S	VOA44B10S	VOA44B20S	VOA44B30S	VOA44B40S	VOA44C10S	VOA44C20S	VOA44C30S	VOA44C40S	VOA44D20S	VOA44D30S	VOA44D40S
F44	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOF44B13S	VOF44A20S	VOF44A30S	VOF44A35S	VOF44A40S	VOF44B10S	VOF44B20S	VOF44B30S	VOF44B40S	VOF44C10S	VOF44C20S	VOF44C30S	VOF44C40S	VOF44D20S	VOF44D30S	VOF44D40S
I45	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOI45B13S	VOI45A20S	VOI45A30S	VOI45A35S	VOI45A40S	VOI45B10S	VOI45B20S	VOI45B30S	VOI45B40S	VOI45C10S	VOI45C20S	VOI45C30S	VOI45C40S	VOI45D20S	VOI45D30S	VOI45D40S
H46	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOH46B13S	VOH46A20S	VOH46A30S	VOH46A35S	VOH46A40S	VOH46B10S	VOH46B20S	VOH46B30S	VOH46B40S	VOH46C10S	VOH46C20S	VOH46C30S	VOH46C40S	VOH46D20S	VOH46D30S	VOH46D40S
S46	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOS46B13S	VOS46A20S	VOS46A30S	VOS46A35S	VOS46A40S	VOS46B10S	VOS46B20S	VOS46B30S	VOS46B40S	VOS46C10S	VOS46C20S	VOS46C30S	VOS46C40S	VOS46D20S	VOS46D30S	VOS46D40S
I47	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOI47B13S	VOI47A20S	VOI47A30S	VOI47A35S	VOI47A40S	VOI47B10S	VOI47B20S	VOI47B30S	VOI47B40S	VOI47C10S	VOI47C20S	VOI47C30S	VOI47C40S	VOI47D20S	VOI47D30S	VOI47D40S
D48	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOD48B13S	VOD48A20S	VOD48A30S	VOD48A35S	VOD48A40S	VOD48B10S	VOD48B20S	VOD48B30S	VOD48B40S	VOD48C10S	VOD48C20S	VOD48C30S	VOD48C40S	VOD48D20S	VOD48D30S	VOD48D40S
M48	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOM48B13S	VOM48A20S	VOM48A30S	VOM48A35S	VOM48A40S	VOM48B10S	VOM48B20S	VOM48B30S	VOM48B40S	VOM48C10S	VOM48C20S	VOM48C30S	VOM48C40S	VOM48D20S	VOM48D30S	VOM48D40S
D49	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOD49B13S	VOD49A20S	VOD49A30S	VOD49A35S	VOD49A40S	VOD49B10S	VOD49B20S	VOD49B30S	VOD49B40S	VOD49C10S	VOD49C20S	VOD49C30S	VOD49C40S	VOD49D20S	VOD49D30S	VOD49D40S
B51	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOB51B13S	VOB51A20S	VOB51A30S	VOB51A35S	VOB51A40S	VOB51B10S	VOB51B20S	VOB51B30S	VOB51B40S	VOB51C10S	VOB51C20S	VOB51C30S	VOB51C40S	VOB51D20S	VOB51D30S	VOB51D40S
K53	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOK53B13S	VOK53A20S	VOK53A30S	VOK53A35S	VOK53A40S	VOK53B10S	VOK53B20S	VOK53B30S	VOK53B40S	VOK53C10S	VOK53C20S	VOK53C30S	VOK53C40S	VOK53D20S	VOK53D30S	VOK53D40S

novalign A (Anterior, Lower Jaw)

	Shades	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Design	Content	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
T35	Set of 6 (13, 42, 41, 31, 32, 33)	VUT35B13S	VUT35A20S	VUT35A30S	VUT35A35S	VUT35A40S	VUT35B10S	VUT35B20S	VUT35B30S	VUT35B40S	VUT35C10S	VUT35C20S	VUT35C30S	VUT35C40S	VUT35D20S	VUT35D30S	VUT35D40S
D38	Set of 6 (13, 42, 41, 31, 32, 33)	VUD38B13S	VUD38A20S	VUD38A30S	VUD38A35S	VUD38A40S	VUD38B10S	VUD38B20S	VUD38B30S	VUD38B40S	VUD38C10S	VUD38C20S	VUD38C30S	VUD38C40S	VUD38D20S	VUD38D30S	VUD38D40S
D41	Set of 6 (13, 42, 41, 31, 32, 33)	VUD41B13S	VUD41A20S	VUD41A30S	VUD41A35S	VUD41A40S	VUD41B10S	VUD41B20S	VUD41B30S	VUD41B40S	VUD41C10S	VUD41C20S	VUD41C30S	VUD41C40S	VUD41D20S	VUD41D30S	VUD41D40S

novalign P (Posterior, multifunctional)

	Shades	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Design	Content	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
G3	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	VO1G3B13	VO1G3A20	VO1G3A30	VO1G3A35	VO1G3A40	VO1G3B10	VO1G3B20	VO1G3B30	VO1G3B40	VO1G3C10	VO1G3C20	VO1G3C30	VO1G3C40	VO1G3D20	VO1G3D30	VO1G3D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	VO2G3B13	VO2G3A20	VO2G3A30	VO2G3A35	VO2G3A40	VO2G3B10	VO2G3B20	VO2G3B30	VO2G3B40	VO2G3C10	VO2G3C20	VO2G3C30	VO2G3C40	VO2G3D20	VO2G3D30	VO2G3D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	VU3G3B13	VU3G3A20	VU3G3A30	VU3G3A35	VU3G3A40	VU3G3B10	VU3G3B20	VU3G3B30	VU3G3B40	VU3G3C10	VU3G3C20	VU3G3C30	VU3G3C40	VU3G3D20	VU3G3D30	VU3G3D40
	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	VU4G3B13	VU4G3A20	VU4G3A30	VU4G3A35	VU4G3A40	VU4G3B10	VU4G3B20	VU4G3B30	VU4G3B40	VU4G3C10	VU4G3C20	VU4G3C30	VU4G3C40	VU4G3D20	VU4G3D30	VU4G3D40
G4	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	VO1G4B13	VO1G4A20	VO1G4A30	VO1G4A35	VO1G4A40	VO1G4B10	VO1G4B20	VO1G4B30	VO1G4B40	VO1G4C10	VO1G4C20	VO1G4C30	VO1G4C40	VO1G4D20	VO1G4D30	VO1G4D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	VO2G4B13	VO2G4A20	VO2G4A30	VO2G4A35	VO2G4A40	VO2G4B10	VO2G4B20	VO2G4B30	VO2G4B40	VO2G4C10	VO2G4C20	VO2G4C30	VO2G4C40	VO2G4D20	VO2G4D30	VO2G4D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	VU3G4B13	VU3G4A20	VU3G4A30	VU3G4A35	VU3G4A40	VU3G4B10	VU3G4B20	VU3G4B30	VU3G4B40	VU3G4C10	VU3G4C20	VU3G4C30	VU3G4C40	VU3G4D20	VU3G4D30	VU3G4D40
	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	VU4G4B13	VU4G4A20	VU4G4A30	VU4G4A35	VU4G4A40	VU4G4B10	VU4G4B20	VU4G4B30	VU4G4B40	VU4G4C10	VU4G4C20	VU4G4C30	VU4G4C40	VU4G4D20	VU4G4D30	VU4G4D40

novalign P (Posterior, for crowns and bridges)

	Shades	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Design	Content	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
W3	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	VO1W3B13	VO1W3A20	VO1W3A30	VO1W3A35	VO1W3A40	VO1W3B10	VO1W3B20	VO1W3B30	VO1W3B40	VO1W3C10	VO1W3C20	VO1W3C30	VO1W3C40	VO1W3D20	VO1W3D30	VO1W3D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	VO2W3B13	VO2W3A20	VO2W3A30	VO2W3A35	VO2W3A40	VO2W3B10	VO2W3B20	VO2W3B30	VO2W3B40	VO2W3C10	VO2W3C20	VO2W3C30	VO2W3C40	VO2W3D20	VO2W3D30	VO2W3D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	VU3W3B13	VU3W3A20	VU3W3A30	VU3W3A35	VU3W3A40	VU3W3B10	VU3W3B20	VU3W3B30	VU3W3B40	VU3W3C10	VU3W3C20	VU3W3C30	VU3W3C40	VU3W3D20	VU3W3D30	VU3W3D40



W4	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	VU4W3B10	VU4W3B20	VU4W3B30	VU4W3B40	VU4W3C10	VU4W3C20	VU4W3C30	VU4W3C40	VU4W3D20	VU4W3D30	VU4W3D40
	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	VO1W4B10	VO1W4B20	VO1W4B30	VO1W4B40	VO1W4C10	VO1W4C20	VO1W4C30	VO1W4C40	VO1W4D20	VO1W4D30	VO1W4D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	VO2W4B10	VO2W4B20	VO2W4B30	VO2W4B40	VO2W4C10	VO2W4C20	VO2W4C30	VO2W4C40	VO2W4D20	VO2W4D30	VO2W4D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	VU3W4B10	VU3W4B20	VU3W4B30	VU3W4B40	VU3W4C10	VU3W4C20	VU3W4C30	VU3W4C40	VU3W4D20	VU3W4D30	VU3W4D40
W5	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	VU4W4B10	VU4W4B20	VU4W4B30	VU4W4B40	VU4W4C10	VU4W4C20	VU4W4C30	VU4W4C40	VU4W4D20	VU4W4D30	VU4W4D40
	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	VO1W5B10	VO1W5B20	VO1W5B30	VO1W5B40	VO1W5C10	VO1W5C20	VO1W5C30	VO1W5C40	VO1W5D20	VO1W5D30	VO1W5D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	VO2W5B10	VO2W5B20	VO2W5B30	VO2W5B40	VO2W5C10	VO2W5C20	VO2W5C30	VO2W5C40	VO2W5D20	VO2W5D30	VO2W5D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	VU3W5B10	VU3W5B20	VU3W5B30	VU3W5B40	VU3W5C10	VU3W5C20	VU3W5C30	VU3W5C40	VU3W5D20	VU3W5D30	VU3W5D40
	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	VU4W5B10	VU4W5B20	VU4W5B30	VU4W5B40	VU4W5C10	VU4W5C20	VU4W5C30	VU4W5C40	VU4W5D20	VU4W5D30	VU4W5D40

novolign P (Posterior, for full and partial prosthetics)

L2	Upper Jaw	VOWL2B13	VOWL2A10	VOWL2A20	VOWL2A30	VOWL2A35	VOWL2A40	VOWL2B10	VOWL2B20	VOWL2B30	VOWL2B40	VOWL2C10	VOWL2C20	VOWL2C30	VOWL2C40	VOWL2D20	VOWL2D30	VOWL2D40
	Set of 6 (16, 15, 14, 24, 25, 26)																	
L3	Lower Jaw	VUWL2B13	VUWL2A10	VUWL2A20	VUWL2A30	VUWL2A35	VUWL2A40	VUWL2B10	VUWL2B20	VUWL2B30	VUWL2B40	VUWL2C10	VUWL2C20	VUWL2C30	VUWL2C40	VUWL2D20	VUWL2D30	VUWL2D40
	Set of 6 (46, 45, 44, 34, 35, 36)																	
L3	Upper Jaw	VOWL3B13	VOWL3A10	VOWL3A20	VOWL3A30	VOWL3A35	VOWL3A40	VOWL3B10	VOWL3B20	VOWL3B30	VOWL3B40	VOWL3C10	VOWL3C20	VOWL3C30	VOWL3C40	VOWL3D20	VOWL3D30	VOWL3D40
	Set of 6 (16, 15, 14, 24, 25, 26)																	
L3	Lower Jaw	VUWL3B13	VUWL3A10	VUWL3A20	VUWL3A30	VUWL3A35	VUWL3A40	VUWL3B10	VUWL3B20	VUWL3B30	VUWL3B40	VUWL3C10	VUWL3C20	VUWL3C30	VUWL3C40	VUWL3D20	VUWL3D30	VUWL3D40
	Set of 6 (46, 45, 44, 34, 35, 36)																	

neo.lign Teeth

neo.lign A (Anterior, Upper Jaw)

Design	Content	Shades	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
C43	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOC43B13S	TOC43A10S	TOC43A20S	TOC43A30S	TOC43A35S	TOC43A40S	TOC43B10S	TOC43B20S	TOC43B30S	TOC43B40S	TOC43C10S	TOC43C20S	TOC43C30S	TOC43C40S	TOC43D20S	TOC43D30S	TOC43D40S
A44	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOA44B13S	TOA44A10S	TOA44A20S	TOA44A30S	TOA44A35S	TOA44A40S	TOA44B10S	TOA44B20S	TOA44B30S	TOA44B40S	TOA44C10S	TOA44C20S	TOA44C30S	TOA44C40S	TOA44D20S	TOA44D30S	TOA44D40S
F44	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOF44B13S	TOF44A10S	TOF44A20S	TOF44A30S	TOF44A35S	TOF44A40S	TOF44B10S	TOF44B20S	TOF44B30S	TOF44B40S	TOF44C10S	TOF44C20S	TOF44C30S	TOF44C40S	TOF44D20S	TOF44D30S	TOF44D40S
I45	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOI45B13S	TOI45A10S	TOI45A20S	TOI45A30S	TOI45A35S	TOI45A40S	TOI45B10S	TOI45B20S	TOI45B30S	TOI45B40S	TOI45C10S	TOI45C20S	TOI45C30S	TOI45C40S	TOI45D20S	TOI45D30S	TOI45D40S
H46	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOH46B13S	TOH46A10S	TOH46A20S	TOH46A30S	TOH46A35S	TOH46A40S	TOH46B10S	TOH46B20S	TOH46B30S	TOH46B40S	TOH46C10S	TOH46C20S	TOH46C30S	TOH46C40S	TOH46D20S	TOH46D30S	TOH46D40S
S46	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOS46B13S	TOS46A10S	TOS46A20S	TOS46A30S	TOS46A35S	TOS46A40S	TOS46B10S	TOS46B20S	TOS46B30S	TOS46B40S	TOS46C10S	TOS46C20S	TOS46C30S	TOS46C40S	TOS46D20S	TOS46D30S	TOS46D40S
I47	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOI47B13S	TOI47A10S	TOI47A20S	TOI47A30S	TOI47A35S	TOI47A40S	TOI47B10S	TOI47B20S	TOI47B30S	TOI47B40S	TOI47C10S	TOI47C20S	TOI47C30S	TOI47C40S	TOI47D20S	TOI47D30S	TOI47D40S
D48	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOD48B13S	TOD48A10S	TOD48A20S	TOD48A30S	TOD48A35S	TOD48A40S	TOD48B10S	TOD48B20S	TOD48B30S	TOD48B40S	TOD48C10S	TOD48C20S	TOD48C30S	TOD48C40S	TOD48D20S	TOD48D30S	TOD48D40S
M48	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOM48B13S	TOM48A10S	TOM48A20S	TOM48A30S	TOM48A35S	TOM48A40S	TOM48B10S	TOM48B20S	TOM48B30S	TOM48B40S	TOM48C10S	TOM48C20S	TOM48C30S	TOM48C40S	TOM48D20S	TOM48D30S	TOM48D40S
D49	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOD49B13S	TOD49A10S	TOD49A20S	TOD49A30S	TOD49A35S	TOD49A40S	TOD49B10S	TOD49B20S	TOD49B30S	TOD49B40S	TOD49C10S	TOD49C20S	TOD49C30S	TOD49C40S	TOD49D20S	TOD49D30S	TOD49D40S
B51	Set of 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOB51B13S	TOB51A10S	TOB51A20S	TOB51A30S	TOB51A35S	TOB51A40S	TOB51B10S	TOB51B20S	TOB51B30S	TOB51B40S	TOB51C10S	TOB51C20S	TOB51C30S	TOB51C40S	TOB51D20S	TOB51D30S	TOB51D40S

neo.lign A (Anterior, Lower Jaw)

T33	Set of 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUT33B13S	TUT33A10S	TUT33A20S	TUT33A30S	TUT33A35S	TUT33A40S	TUT33B10S	TUT33B20S	TUT33B30S	TUT33B40S	TUT33C10S	TUT33C20S	TUT33C30S	TUT33C40S	TUT33D20S	TUT33D30S	TUT33D40S
T35	Set of 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUT35B13S	TUT35A10S	TUT35A20S	TUT35A30S	TUT35A35S	TUT35A40S	TUT35B10S	TUT35B20S	TUT35B30S	TUT35B40S	TUT35C10S	TUT35C20S	TUT35C30S	TUT35C40S	TUT35D20S	TUT35D30S	TUT35D40S



D38	Set of 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUD38B13S	TUD38A10S	TUD38A20S	TUD38A30S	TUD38A35S	TUD38A40S	TUD38B10S	TUD38B20S	TUD38B30S	TUD38B40S	TUD38C10S	TUD38C20S	TUD38C30S	TUD38C40S	TUD38D20S	TUD38D30S	TUD38D40S
D41	Set of 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUD41B13S	TUD41A10S	TUD41A20S	TUD41A30S	TUD41A35S	TUD41A40S	TUD41B10S	TUD41B20S	TUD41B30S	TUD41B40S	TUD41C10S	TUD41C20S	TUD41C30S	TUD41C40S	TUD41D20S	TUD41D30S	TUD41D40S
neoalign P (Posterior, multi-functional)																		
Design	Content	Shades	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40
G2	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	TO1G2B13	TO1G2A10	TO1G2A20	TO1G2A30	TO1G2A35	TO1G2A40	TO1G2B10	TO1G2B20	TO1G2B30	TO1G2B40	TO1G2C10	TO1G2C20	TO1G2C30	TO1G2C40	TO1G2D20	TO1G2D30	TO1G2D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	TO2G2B13	TO2G2A10	TO2G2A20	TO2G2A30	TO2G2A35	TO2G2A40	TO2G2B10	TO2G2B20	TO2G2B30	TO2G2B40	TO2G2C10	TO2G2C20	TO2G2C30	TO2G2C40	TO2G2D20	TO2G2D30	TO2G2D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	TO3G2B13	TO3G2A10	TO3G2A20	TO3G2A30	TO3G2A35	TO3G2A40	TO3G2B10	TO3G2B20	TO3G2B30	TO3G2B40	TO3G2C10	TO3G2C20	TO3G2C30	TO3G2C40	TO3G2D20	TO3G2D30	TO3G2D40
	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	TO4G2B13	TO4G2A10	TO4G2A20	TO4G2A30	TO4G2A35	TO4G2A40	TO4G2B10	TO4G2B20	TO4G2B30	TO4G2B40	TO4G2C10	TO4G2C20	TO4G2C30	TO4G2C40	TO4G2D20	TO4G2D30	TO4G2D40
G3	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	TO1G3B13	TO1G3A10	TO1G3A20	TO1G3A30	TO1G3A35	TO1G3A40	TO1G3B10	TO1G3B20	TO1G3B30	TO1G3B40	TO1G3C10	TO1G3C20	TO1G3C30	TO1G3C40	TO1G3D20	TO1G3D30	TO1G3D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	TO2G3B13	TO2G3A10	TO2G3A20	TO2G3A30	TO2G3A35	TO2G3A40	TO2G3B10	TO2G3B20	TO2G3B30	TO2G3B40	TO2G3C10	TO2G3C20	TO2G3C30	TO2G3C40	TO2G3D20	TO2G3D30	TO2G3D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	TO3G3B13	TO3G3A10	TO3G3A20	TO3G3A30	TO3G3A35	TO3G3A40	TO3G3B10	TO3G3B20	TO3G3B30	TO3G3B40	TO3G3C10	TO3G3C20	TO3G3C30	TO3G3C40	TO3G3D20	TO3G3D30	TO3G3D40
	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	TO4G3B13	TO4G3A10	TO4G3A20	TO4G3A30	TO4G3A35	TO4G3A40	TO4G3B10	TO4G3B20	TO4G3B30	TO4G3B40	TO4G3C10	TO4G3C20	TO4G3C30	TO4G3C40	TO4G3D20	TO4G3D30	TO4G3D40
G4	1 st quadrant (14, 15, 16, 17)	TO1G4B13	TO1G4A10	TO1G4A20	TO1G4A30	TO1G4A35	TO1G4A40	TO1G4B10	TO1G4B20	TO1G4B30	TO1G4B40	TO1G4C10	TO1G4C20	TO1G4C30	TO1G4C40	TO1G4D20	TO1G4D30	TO1G4D40
	2 nd quadrant (24, 25, 26, 27)	TO2G4B13	TO2G4A10	TO2G4A20	TO2G4A30	TO2G4A35	TO2G4A40	TO2G4B10	TO2G4B20	TO2G4B30	TO2G4B40	TO2G4C10	TO2G4C20	TO2G4C30	TO2G4C40	TO2G4D20	TO2G4D30	TO2G4D40
	3 rd quadrant (34, 35, 36, 37)	TO3G4B13	TO3G4A10	TO3G4A20	TO3G4A30	TO3G4A35	TO3G4A40	TO3G4B10	TO3G4B20	TO3G4B30	TO3G4B40	TO3G4C10	TO3G4C20	TO3G4C30	TO3G4C40	TO3G4D20	TO3G4D30	TO3G4D40
	4 th quadrant (44, 45, 46, 47)	TO4G4B13	TO4G4A10	TO4G4A20	TO4G4A30	TO4G4A35	TO4G4A40	TO4G4B10	TO4G4B20	TO4G4B30	TO4G4B40	TO4G4C10	TO4G4C20	TO4G4C30	TO4G4C40	TO4G4D20	TO4G4D30	TO4G4D40

neo.lign P (Posterior, for full and partial prosthetics)																		
L2	Upper law (17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)	TOWI2B13	TOWI2A10	TOWI2A20	TOWI2A30	TOWI2A35	TOWI2A40	TOWI2B10	TOWI2B20	TOWI2B30	TOWI2B40	TOWI2C10	TOWI2C20	TOWI2C30	TOWI2C40	TOWI2D20	TOWI2D30	TOWI2D40
	Lower law (47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)	TUWI2B13	TUWI2A10	TUWI2A20	TUWI2A30	TUWI2A35	TUWI2A40	TUWI2B10	TUWI2B20	TUWI2B30	TUWI2B40	TUWI2C10	TUWI2C20	TUWI2C30	TUWI2C40	TUWI2D20	TUWI2D30	TUWI2D40
L3	Upper law (17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)	TOWI3B13	TOWI3A10	TOWI3A20	TOWI3A30	TOWI3A35	TOWI3A40	TOWI3B10	TOWI3B20	TOWI3B30	TOWI3B40	TOWI3C10	TOWI3C20	TOWI3C30	TOWI3C40	TOWI3D20	TOWI3D30	TOWI3D40
	Lower law (47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)	TUWI3B13	TUWI3A10	TUWI3A20	TUWI3A30	TUWI3A35	TUWI3A40	TUWI3B10	TUWI3B20	TUWI3B30	TUWI3B40	TUWI3C10	TUWI3C20	TUWI3C30	TUWI3C40	TUWI3D20	TUWI3D30	TUWI3D40
L4	Upper law (17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)	TOWI4B13	TOWI4A10	TOWI4A20	TOWI4A30	TOWI4A35	TOWI4A40	TOWI4B10	TOWI4B20	TOWI4B30	TOWI4B40	TOWI4C10	TOWI4C20	TOWI4C30	TOWI4C40	TOWI4D20	TOWI4D30	TOWI4D40
	Lower law (47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)	TUWI4B13	TUWI4A10	TUWI4A20	TUWI4A30	TUWI4A35	TUWI4A40	TUWI4B10	TUWI4B20	TUWI4B30	TUWI4B40	TUWI4C10	TUWI4C20	TUWI4C30	TUWI4C40	TUWI4D20	TUWI4D30	TUWI4D40

◆ 製造業者與醫療器材商資訊

製造業者名稱：bredent GmbH & Co. KG

製造業者地址：Weissenhorner Straße 2, 89250 Senden, Germany

醫療器材商名稱：傑基興業股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)



03



正面



側面




外盒包裝



盒內示意圖

正面



背面



外盒包裝



盒內示意圖