

“德山” 艾諾泰 玻璃離子樹脂黏著劑

“TOKUYAMA” IONOTITE F Adhesive Compomer Cement

衛署醫器輸字第 016638 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。
本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料。

產品描述

- 1) TOKUYAMA IONOTITE F 是屬於自凝樹脂類粘結用系統。它可以在無需酸蝕、處理、粘結基牙的情況下，使基牙和貴金屬、賤金屬合金粘結。
- 2) TOKUYAMA IONOTITE F 套裝內主要成份是粉和液。粉和液調和後呈白色膏體狀。粉的主要成份是氟鋁矽酸玻璃離子，矽石和過氧化苯甲酰(BPO)。液的主要成份是二羥乙基丙烯酸酯(HEMA)，1,6-bis(methacrylethoxy carbonylamino)-trimethyl hexane (UDMA)，磷酸單體和 6-Methacryloyloxyhexyl 2-thiouracil-5-carboxylate (MTU-6)。

用途

TOKUYAMA IONOTITE F 是永久性的粘結物，應用於：

- 烤瓷冠橋
- 樹脂金屬聯合冠橋
- 金屬嵌體、高嵌體、單冠、固定橋
- 鑄造樁核

規格

Kit

Powder..... 20 g
Liquid 6.4 mL
Powder Measuring Spoon ... 1 pc
Mixing Pad No. 40 1 pc

Refill

Powder..... 20 g
Liquid 6.4 mL

製造廠名稱：Tokuyama Dental Corporation Kashima Factory
製造廠地址：26, Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki 314-0255, Japan
藥商名稱：傑基興業有限公司
藥商地址：台北市松山區南京東路五段 106 號 5 樓

95

